

## 其它色谱产品

### Other Products

#### ● 江申 LC-10 系列高效液相色谱仪

英诺色谱代理大连江申 LC-10 系列高效液相色谱仪。江申 LC-10 系列采用积木式结构，各部件均由单片机控制，即可单独使用，也可由江申系统控制器集中管理。使用者可根据使用情况的变化，追加附件，扩充系统的功能。比如，在等度系统的基础上，再增加一个输液泵，则可以升级为二元高压梯度洗脱系统。



#### ● N2000 色谱工作站

N2000 色谱工作站是目前国产色谱工作站中销量最大，性价比是最好的。

##### 卓越的软件功能

- 在线采集过程中的自动调整峰宽、斜率等参数
- 自动识别溶剂峰、拖尾峰、锯齿峰及前后肩峰
- 基线自动跟踪，自动划分色谱峰类型
- 峰起落点全谱图智能识别 – 保证结果稳定可靠
- 手动积分功能：加减峰、峰基线调整和切割方式调整等
- 具有打印报告预览功能，并可自行调整报告内容
- 数据结果，谱图可与 Word、Excel、Photoshop 等软件共享

##### 强大的硬件功能

- 通道：双通道，内、外置式
- 通讯方式：RS232 国际通讯标准
- 采样频率：10，50 次/秒
- 积分灵敏度：1 微伏
- 大规模波峰焊接，模具压制和流水线生产



● 系列超声波清洗器

产品号	描述			产地	包装
	容量	功率	槽内尺寸 (mm)		
2060	2L	60W	150X135X100	国产	台
3120	3L	120W	235X135X100	国产	台
6150	6L	150W	300X150X150	国产	台
10260	10L	260W	300X250X150	国产	台
20500K	20L	500W	500X350X150	国产	台



● 溶剂过滤装置

产品号	描述	产地	包装
DL-01	溶剂过滤器(带泵) 1000ml	国产	台
DL-02	溶剂过滤器(带泵) 2000ml	国产	台
DP-01	无油真空泵	国产	台
FB-01T	溶剂过滤器(不带泵) 1000ml	国产	套
FB-02T	溶剂过滤器(不带泵) 2000ml	国产	套
	滤杯 250ml	国产	只
	滤瓶 1000ml	国产	只
	滤瓶 2000ml	国产	只
	烧结滤头	国产	只
	铝制夹	国产	只



● 色谱柱温箱

产品号	描述	产地	包装
QT-330	一体, 可立可卧, 可放 1-2 根柱子, 有漏液孔	国产	台

## ● 样品处理用品

### ● 各种规格的过滤膜(0.45 μ m,0.22 μ m)

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
水系过滤膜	φ13	国产	200 片/盒	60
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)过滤膜	φ13	国产	200 片/盒	100
油系(尼龙)过滤膜	φ13	国产	200 片/盒	80
水系过滤膜	φ25	国产	200 片/盒	80
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)过滤膜	φ25	国产	200 片/盒	120
油系(尼龙)过滤膜	φ25	国产	200 片/盒	100
水系过滤膜	φ50	国产	100 片/盒	80
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)过滤膜	φ50	国产	100 片/盒	160
油系(尼龙)过滤膜	φ50	国产	100 片/盒	140

### ● 针式样品过滤器(0.45 μ m,0.22 μ m)

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
水系针式样品过滤器	φ13	国产	100 个/包	100
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)针式样品过滤器	φ13	国产	100 个/包	120
油系(尼龙)针式样品过滤器	φ13	国产	100 个/包	120
水系针式样品过滤器	φ25	国产	100 个/包	200
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)针式样品过滤器	φ25	国产	100 个/包	220
油系(尼龙)针式样品过滤器	φ25	国产	100 个/包	220
水系针式样品过滤器	φ25	美国	50 个/包	750
油系针式样品过滤器	φ25	美国	50 个/包	900

### ● 可更换滤膜过滤器

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
可更换滤膜塑料过滤器	φ13	国产	10 只/包	50
可更换滤膜塑料过滤器	φ25	国产	10 只/包	80
可更换滤膜塑料过滤器	φ50	国产	只	30
可更换滤膜塑料过滤器	φ50	美国	只	260
可更换滤膜不锈钢过滤器	φ13	国产	个	280

### ● 离心塑料刻度试管

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
离心塑料刻度试管	0.5ml	国产	500 个/包	60
离心塑料刻度试管	1.5ml	国产	500 个/包	75
离心塑料刻度试管	2ml	国产	500 个/包	110