

GC 衬管

UCT 的 GC 衬管使用专有的硅烷去活，这些入口衬管在市场上具有最高的质量。



GC 管线	说明	产品号	数量
	2mm 直形不分流 2.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent • 产品号: 5181-8818	GCL2MM GCL2MM-5 GCL2MM-25	1 5 25
	2mm 直形不分流, 装有去活性的玻璃棉 2.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent • 产品号: 5181-8818	GCL2MMGW GCL2MMGW-5 GCL2MMGW-25	1 5 25
	2mm 不分流鹅颈管 2.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent	GCLGN2MM GCLGN2MM-5 GCLGN2MM-25	1 5 25
	2mm 不分流鹅颈管, 装有去活性的玻璃棉 2.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent	GCLGN2MMGW GCLGN2MMGW-5 GCLGN2MMGW-25	1 5 25
	4mm 直形不分流 4.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent • 产品号: 210-3003	GCL4MM GCL4MM-5 GCL4MM-25	1 5 25
	4mm 直形不分流, 装有去活性的玻璃棉 4.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent • 产品号: 19251-60540	GCL4MMGW GCL4MMGW-5 GCL4MMGW-25	1 5 25
	4mm 不分流带凹口的鹅颈管 4.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent	GCLRGN4MM CLRGN4MM-5 GCLRGN4MM-25	1 5 25
	4mm 不分流带凹口的鹅颈管, 装有去活性的玻璃棉 4.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent	GCLRGN4MMGW GCLRGN4MMGW-5 GCLRGN4MMGW-25	1 5 25
	4mm 不分流鹅颈管 4.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent • 产品号: 5181-3316	GCLGN4MM GCLGN4MM-5 GCLGN4MM-25	1 5 25
	4mm 不分流鹅颈管, 装有去活性的玻璃棉 4.0mm ID x 6.5mm OD x 78.5mm 对应仪器: Agilent • 产品号: 5062-3587	GCLGN4MMGW GCLGN4MMGW-5 GCLGN4MMGW-25	1 5 25
	4mm 直形不分流顶部开口 Uniliner 4.0mm ID x 6.5mm OD x 92.1mm 对应仪器: Perkin-Elmer	GCLUN4MM GCLUN4MM-5 GCLUN4MM-25	1 5 25
	4mm 直形不分流顶部开口 Uniliner, 装有去活性的玻璃棉 4.0mm ID x 6.5mm OD x 92.1mm 对应仪器: Perkin-Elmer	GCLUN4MMGW GCLUN4MMGW-5 GCLUN4MMGW-25	1 5 25