

离心柱

SPINCOLUMNS




离心柱SpinColumn内有各种色谱填料，适合于液质联用小量样品(10 μ l至150 μ l)的纯化或前期处理。将离心柱插入离心试管中，配合标准离心机离心，可以简便地分离纯化样品。

优点:

- 容易使用
- 有多种填料可供选择
- 单个一次性使用
- 使用离心试管
- 快速高效的样品回收
- 快速的样品处理时间

应用:

- 蛋白质纯化
- 多肽纯化
- DNA纯化
- 小分子、碳水化合物除去
- 放射标记除去
- 缺口平移(Nick translation)
- 亲和分离
- 脱盐
- 缓冲液替换

产品描述		产品号	填料	包装
超微离心柱 Ultra-Micro SpinColumn		UMS-C18V	C18 Vydac	100
体积从10 μ l 至 25 μ l. 具有标准接口，可适用于加样器或离心机两种方式。		UMS-C08V	C8 Vydac	100
		UMS-C04V	C4 Vydac	100
		UMS-SI	未键合硅胶	100
		UMS-CN	氰基, CN	100
		UMS-NH2	氨基, NH ₂	100
		UMS-SAX	强阴离子交换	100
		UMS-WAX	弱阴离子交换	100
		UMS-SCX	强阳离子交换	100
		UMS-WCX	弱阳离子交换	100
		微型离心柱 Micro SpinColumn		MSC-C18V
体积从25 μ l to 75 μ l. 具有标准接口，可适用于加样器或离心机两种方式。		MSC-C08V	C8 Vydac	100
		MSC-C04V	C4 Vydac	100
		MSC-SI	未键合硅胶	100
		MSC-CN	氰基, CN	100
		MSC-NH2	氨基, NH ₂	100
		MSC-SAX	强阴离子交换	100
		MSC-WAX	弱阴离子交换	100
		MSC-SCX	强阳离子交换	100
		MSC-WCX	弱阳离子交换	100
		小型离心柱 Macro SpinColumn		ASC-C18V
体积从75 μ l to 150 μ l. 不适用于加样器。		ASC-C08V	C8 Vydac	100
		ASC-C04V	C4 Vydac	100
		ASC-SI	未键合硅胶	100
		ASC-CN	氰基, CN	100
		ASC-NH2	氨基, NH ₂	100
		ASC-SAX	强阴离子交换	100
		ASC-WAX	弱阴离子交换	100
		ASC-SCX	强阳离子交换	100
		ASC-WCX	弱阳离子交换	100