

# 灯电源

# Lamp Power Supplies




图.1 - 交流独立电源




图.2 - 直流电源




图.3 - 交流变压器




图.4 - 输出灯变压器



描述	灯类型	产品号	输入电压 (rms)	输入电流 (rms)	输出电压 (rms)	输出电流 (rms)	输出频率 (Hz)	图号	X	Y	Z	A	B	重量 (lbs)
<b>OEM 直流电源</b>														
12Vdc	Hg/R	68-002	12Vdc	400mA	1100	20m	27K	2	2.0	1.2	1.0	2.0	0.8	4
(PC Board Mounting)	G	0-04		c	V	A			5"	5"	"	"	0"	oz
24Vdc	Hg/R	68-002	24Vdc	400mA	1100	20m	27K	2	2.0	1.2	1.0	2.0	0.8	4
(PCB Mount)	G	0-11		c	V	A			5"	5"	"	"	0"	oz
48Vdc	Hg/R	68-002	48Vdc	400mA	1100	20m	27K	2	2.0	1.2	1.0	2.0	0.8	4
(PCB Mount)	G	0-07		c	V	A			5"	5"	"	"	0"	oz
24Vdc	Hg/R	68-002	24Vdc	400mA	1100	20m	27K	2	2.0	1.2	1.0	2.0	0.8	4
(PCB Mount w/5V Swith)	G	0-14		c	V	A			5"	5"	"	"	0"	oz
12Vdc	Zn/C	68-002	12Vdc	800mA	1100	47.5	27K	2	4.0	4.0	1.0	-	-	8
(Chassis Mount)	d	6-01		c	V	mA			0"	"	"			oz
24Vdc	Zn/C	68-002	24Vdc	800mA	1100	47.5	27K	2	4.0	4.0	1.0	-	-	8
(Chassis Mount)	d	6-02		c	V	mA			0"	"	"			oz
48Vdc	Zn/C	68-002	48Vdc	800mA	1100	47.5	27K	2	4.0	4.0	1.0	-	-	8
(Chassis Mount)	d	6-03		c	V	mA			0"	"	"			oz
<b>交流电源</b>														

独立式	Hg	90-000 1-01	120V	0.65A	1600 V	20m A	50/60	1	6. 25 "	4.5 "	3.3 8"	-	-	5
独立式	Hg	90-000 1-02	230V	0.35A	1600 V	20m A	50/60	1	6. 25 "	4.5 "	3.3 8"	-	-	5
独立式	Hg	90-000 2-01	120V	0.65A	1600 V	20m A	50/60	1	6. 25 "	4.5 "	3.3 8"	-	-	5
独立式	Hg	90-000 2-02	230V	0.35A	1600 V	20m A	50/60	1	6. 25 "	4.5 "	3.3 8"	-	-	5
独立式	Hg	90-000 5-01	85-240 V	0.5A	1100 V	20m A	27K	1	4. 0"	6.5 "	2.2 5"	-	-	1
独立式	Grid	90-000 3-01	120V	1.0A	3000 V	30m A	50/60	1	10 .0"	8.0 "	5.5 "	-	-	8
独立式	Grid	90-000 3-02	230V	0.5A	3000 V	30m A	50/60	1	10 .0"	8.0 "	5.5 "	-	-	8
独立式	Zn/C d	90-001 0-01	120V	1.0A	1900 V	47m A	50/60	1	6. 25 "	4.5 "	3.3 8"	-	-	5
独立式	Zn/C d	90-000 5-02	85-240 V	1.0A	1100 V	47m A	27K	1	4. 0"	6.5 "	2.2 5"	-	-	1
交流变压器														
OEM 式	Hg	50-000 1-01	120/23 0V	0.65/0.3 5A	1600 V	20m A	50/60	3	3. 25 "	3.7 5"	2.6 3"	2.0 "	3.1 3"	4
OEM 式	Hg	50-000 1-08	120/23 0V	0.4/0.2A	1200 V	20m A	50/60	3	2. 5"	3.0 "	2.5 "	2.0 "	2.5 "	3
OEM 式	Grid	50-001 0-01	120V	2.25A	7500 V	30m A	60	4	8. 25 "	3.0 "	3.5 "	2.0 "	9.0 "	12
OEM 式	Grid	50-001 1-01	120/23 0V	1.0/0.5A	3000 V	30m A	50/60	3	3. 0"	5.0 "	3.7 5"	1.7 5"	4.5 "	6
OEM 式	Grid	50-001 5-01	120V	4.25A	7500 V	60m A	60	4	8. 75 "	5.2 5"	4.0 "	2.5 "	10. 0"	22
OEM 式	Grid	50-002 0-01	120V	8.0A	7500 V	120 mA	60	4	9. 25 "	6.6 3"	5.3 8"	3.0 "	10. 25"	40

RG=惰性气体灯

## 第七章 其他色谱产品

## 其它色谱产品 / Other Products

### 江申 LC-10 系列高效液相色谱仪


英诺色谱代理大连江申 LC-10 系列高效液相色谱仪。江申 LC-10 系列采用积木式结构，各部件均由单片机控制，即可单独使用，也可由江申系统控制器集中管理。使用者可根据使用情况的变化，追加附件，扩充系统的功能。比如，在等度系统的基础上，再增加一个输液泵，则可以升级为二元高压梯度洗脱系统。

### N2000 色谱工作站

N2000 色谱工作站是目前国产色谱工作站中销量最大，性价比是最好的。

#### 卓越的软件功能

- 在线采集过程中的自动调整峰宽、斜率等参数
- 自动识别溶剂峰、拖尾峰、锯齿峰及前后肩峰
- 基线自动跟踪，自动划分色谱峰类型
- 峰起落点全谱图智能识别 - 保证结果稳定可靠
- 手动积分功能：加减峰、峰基线调整和切割方式调整等
- 具有打印报告预览功能，并可自行调整报告内容
- 数据结果，谱图可与 Word、Excel、Photoshop 等软件共享



N200 色谱工作站

#### 强大的硬件功能

- 通道：双通道，内、外置式
- 通讯方式：RS232 国际通讯标准
- 采样频率：10，50 次/秒
- 积分灵敏度：1 微伏
- 大规模波峰焊接，模具压制和流水线生产



### 系列超声波清洗器

系列超声波清洗器

产品号	容量	功率	槽内尺寸 (mm)	产地	包装
2060	2L	60W	150X135X100	国产	台
3120	3L	120W	235X135X100	国产	台
6150	6L	150W	300X150X150	国产	台
10260	10L	260W	300X250X150	国产	台
20500K	20L	500W	500X350X150	国产	台

### 溶剂过滤装置

产品号	描述	产地	包装
DL-01	溶剂过滤器(带泵) 1000ml	国产	台
DL-02	溶剂过滤器(带泵) 2000ml	国产	台

DP-01	无油真空泵	国产	台
FB-01T	溶剂过滤器(不带泵) 1000ml	国产	套
FB-02T	溶剂过滤器(不带泵) 2000ml	国产	套
	滤杯 250ml	国产	只
	滤瓶 1000ml	国产	只
	滤瓶 2000ml	国产	只
	烧结滤头	国产	只
	铝制夹	国产	只



溶剂过滤装置

#### 色谱柱温箱

产品号	描述	产地	包装
QT-330	一体,可立可卧,可放 1-2 根柱子,有漏液孔	国产	台

#### 样品处理用品

各种规格的过滤膜(0.45 μ m,0.22 μ m)

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
水系过滤膜	φ13	国产	200 片/盒	60
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)过滤膜	φ13	国产	200 片/盒	100
油系(尼龙)过滤膜	φ13	国产	200 片/盒	80
水系过滤膜	φ25	国产	200 片/盒	80
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)过滤膜	φ25	国产	200 片/盒	120
油系(尼龙)过滤膜	φ25	国产	200 片/盒	100
水系过滤膜	φ50	国产	100 片/盒	80
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)过滤膜	φ50	国产	100 片/盒	160
油系(尼龙)过滤膜	φ50	国产	100 片/盒	140

针式样品过滤器(0.45 μ m,0.22 μ m)

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
水系针式样品过滤器	φ13	国产	100 个/包	100
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)针式样品过滤器	φ13	国产	100 个/包	120
油系(尼龙)针式样品过滤器	φ13	国产	100 个/包	120

水系针式样品过滤器	φ25	国产	100 个/包	200
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)针式样品过滤器	φ25	国产	100 个/包	220
油系(尼龙)针式样品过滤器	φ25	国产	100 个/包	220
水系针式样品过滤器	φ25	美国	50 个/包	750
油系针式样品过滤器	φ25	美国	50 个/包	900

可更换滤膜过滤器

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
可更换滤膜塑料过滤器	φ13	国产	10 只/包	50
可更换滤膜塑料过滤器	φ25	国产	10 只/包	80
可更换滤膜塑料过滤器	φ50	国产	只	30
可更换滤膜塑料过滤器	φ50	美国	只	260
可更换滤膜不锈钢过滤器	φ13	国产	个	280

离心塑料刻度试管

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
离心塑料刻度试管	0.5ml	国产	500 个/包	60
离心塑料刻度试管	1.5ml	国产	500 个/包	75
离心塑料刻度试管	2ml	国产	500 个/包	110