

其它产品

系列超声波清洗器

产品号	容量	功率	槽内尺寸 (mm)	产地	包装
2060	2L	60W	150X135X100	国产	台
3120	3L	120W	235X135X100	国产	台
6150	6L	150W	300X150X150	国产	台
10260	10L	260W	300X250X150	国产	台
20500K	20L	500W	500X350X150	国产	台



溶剂过滤装置

产品号	描述	产地	包装
DL-01	溶剂过滤器(带泵) 1000ml	国产	台
DL-02	溶剂过滤器(带泵) 2000ml	国产	台
DP-01	无油真空泵	国产	台
FB-01T	溶剂过滤器(不带泵) 1000ml	国产	套
FB-02T	溶剂过滤器(不带泵) 2000ml	国产	套
	滤杯 250ml	国产	只
	滤瓶 1000ml	国产	只
	滤瓶 2000ml	国产	只
	烧结滤头	国产	只
	铝制夹	国产	只



样品处理用品

各种规格的过滤膜(0.45μm,0.22μm)

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
水系过滤膜	φ13	国产	200 片/盒	60
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)过滤膜	φ13	国产	200 片/盒	100
油系(尼龙)过滤膜	φ13	国产	200 片/盒	80
水系过滤膜	φ25	国产	200 片/盒	80
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)过滤膜	φ25	国产	200 片/盒	120
油系(尼龙)过滤膜	φ25	国产	200 片/盒	100



水系过滤膜	φ50	国产	100 片/盒	80
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)过滤膜	φ50	国产	100 片/盒	160
油系(尼龙)过滤膜	φ50	国产	100 片/盒	140

针式样品过滤器(0.45μm,0.22μm)


描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
水系针式样品过滤器	φ13	国产	100 个/包	100
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)针式样品过滤器	φ13	国产	100 个/包	120
油系(尼龙)针式样品过滤器	φ13	国产	100 个/包	120
水系针式样品过滤器	φ25	国产	100 个/包	200
油系(聚偏氟乙烯 PVDF)针式样品过滤器	φ25	国产	100 个/包	220
油系(尼龙)针式样品过滤器	φ25	国产	100 个/包	220
水系针式样品过滤器	φ25	美国	50 个/包	750
油系针式样品过滤器	φ25	美国	50 个/包	900

可更换滤膜过滤器

描述	规格	产地	包装	价格(RMB)
可更换滤膜塑料过滤器	φ13	国产	10 只/包	50
可更换滤膜塑料过滤器	φ25	国产	10 只/包	80
可更换滤膜塑料过滤器	φ50	国产	只	30
可更换滤膜塑料过滤器	φ50	美国	只	260
可更换滤膜不锈钢过滤器	φ13	国产	个	280



郑州英诺生物科技有限公司
主要产品：生物分离纯化材料、磁性微球等



美国 New Objective 公司中国总代理
主要产品：液质联用附件



加拿大 WinniSep 公司中国独家代理
主要产品：微升/纳升级液相色谱柱



美国 YPW Scientific 公司中国独家代理
主要产品：液相色谱柱



美国 Kromat 公司中国指定代理
主要产品：气相色谱柱



美国 Western Analytical Products 公司中国代理
主要产品：液相色谱配件



美国 Polymicro Technologies 公司中国独家代理
主要产品：熔融石英毛细管



美国 BHK 公司中国总代理
主要产品：汞灯、红外灯及配套电源

让你我更出色!

郑州英诺高科有限公司

- 地址：郑州高新区长椿路 11 号大学科技园研发楼 Y17 号
- 邮编：450001
- 电话：0371-67986370 0371-86073965
- 传真：0371-67985723
- E-MAIL: innosep@aliyun.com
- Q Q: 190760314
- 网址: www.innosep.com

开户银行：交通银行郑州高新区支行
银行帐号：4110 6060 0018 0020 40952



微信二维码

